



Numero Verde
800-960441

324 7434020

CINTURA DI SOSTEGNO
PER STOMIA

STOMASAFE PLUS



INFORMAZIONI SU STOMASAFE ↘

- DISPOSITIVO A DOPPIO STRATO CON FORO PER LA SACCA PER STOMIA
- LO STRATO ESTERNO TRATTIENE LA SACCA PER STOMIA IN MODO SICURO, IMPEDENDO CHE SI MUOVA
- SPECIALMENTE INDICATA QUANDO E' RICHIESTO UN SUPPORTO LEGGERO PER LA SACCA

PER I TUOI ORDINI ONLINE
WWW.CURA-STOMIA.IT



ELASTICIZZATO IN
4 DIREZIONI



ALTAMENTE TRASPIRANTE

LATEX
FREE

SENZA LATTICE

PRODUZIONE CON SEDE IN EUROPA
PER LA QUALITA' OTTIMALE,
EFFICIENZA DELLA CATENA DI FORNITURA
E FLESSIBILITA'



STANDARD
100
6234-7001
DTI

INFORMAZIONI SU STOMASAFE PLUS

La cintura di supporto per stomia StomaSafe Plus è progettata per fissare e sostenere in modo discreto la sacca per stomia, consentendo a chi la indossa di condurre una vita fisicamente attiva. Può essere utilizzata sia con sistemi monopezzo che due pezzi.

CARATTERISTICHE

- Adatto per una vita attiva o quando si pratica sport
- Sistema a due strati con un foro per la sacca per stomia nello strato interno
- Lo strato esterno trattiene la sacca per stomia in modo sicuro e la nasconde per discrezione.
- La qualità morbida garantisce un elevato livello di confort
- Può essere indossato sia di giorno che di notte
- Adatto quando è necessario solo un leggero supporto per la sacca
- SENZA GIUNTE
- Testato per sostanze nocive secondo lo STANDARD OEKO-TEX 100

INDICAZIONI

Per uso post-chirurgico dopo la realizzazione di una colostomia, un'ileostomia o un'urostomia. Utilizzabile con sistemi mono e due pezzi.

PRECAUZIONI

- Seguire le istruzioni per l'uso
- Utilizzare il dispositivo secondo le indicazioni per prevenire le lesioni o danni
- Seguire le raccomandazioni fornite dal medico o dall'infermiere specializzato in stomia
- Il dispositivo può influenzare il drenaggio dello stoma se è troppo piccolo o troppo stretto
- Rimuovere il dispositivo in caso di disagio imprevisto, insorgenza di irritazione cutanea o dello stoma
- In caso di necessità urgente di rimozione del dispositivo, aprirlo con le forbici
- Nessuna sostanza chimica aggiunta durante il trattamento/finitura del dispositivo. Il dispositivo può contenere agenti ammorbidenti e antistatici fino all'1,5%.

Corsinel®
by Tytex



GUIDA ALLE TAGLIE

SIZE	CM	IN
S/M	80 - 100	32 - 40
M/L	105 - 125	42 - 50
L/XL	120 - 140	48 - 56

Misurare la circonferenza addominale nella parte più ampia



COLORI DISPONIBILI



COMPOSIZIONE

91% PA
9% EL

TAGLIE DISPONIBILI



LAVAGGIO



- Lavare nel sacchetto per il bucato
- Il lavaggio con candeggina a base di cloro o la disinfezione a base di cloro ne diminuiranno la durata