



ALTAMENTE  
TRASPIRANTE



TOTALMENTE  
ELASTICA



SENZA  
CUCITURE

APERTURA  
TOTALE



LATEX  
FREE

SENZA  
LATTICE

PREDISPOSTA PER RITAGLIARE IL FORO PERSONALIZZATO

# CINTURA ADDOMINALE CON ZONA FRONTALE RINFORZATA

CINTURA ADDOMINALE CON  
ZONA FRONTALE RINFORZATA



PER I TUOI ORDINI ONLINE  
[WWW.CURA-STOMIA.IT](http://WWW.CURA-STOMIA.IT)



**324 7434020**

Numero Verde

**800-960441**

## INFORMAZIONI SULLA CINTURA ADDOMINALE

- ✘ ESCLUSIVO PANNELLO FRONTALE PER PRATICARE UN FORO PERSONALIZZATO PER LA SACCA DI STOMIA
- ✘ LA FASCIA FORNISCE UN SUPPORTO MAGGIORE PER L'ERNIA
- ✘ ADATTO SIA PER SISTEMI A 1 CHE A 2 PEZZI
- ✘ QUALITÀ IN MICROFIBRA SENZA CUCITURE



STANDARD  
100  
6234-7001  
DTI

PRODUZIONE CON SEDE IN EUROPA  
PER UNA QUALITÀ OTTIMALE,  
EFFICIENZA DELLA CATENA DI FORNITURA  
E FLESSIBILITÀ



**Corsinel®**

by Tytex




## CINTURA ADDOMINALE CON RINFORZO

NUMERO ARTICO: 3412

### COMPOSIZIONE

50 % PA, 50 % EL

### PULIZIA E CURA



- Prima del lavaggio chiudere il gancio e l'anello di chiusura
- Lavare con colori simili e in un sacchetto per lavaggio
- Si consiglia il lavaggio a 60°C
- Lavaggio o asciugatura a temperature superiore a quella raccomandata diminuiscono la durata e la funzionalità
- Uso di candeggina a base di cloro o disinfettante a base di cloro diminuiscono la durata e la funzionalità



### DISPONIBILE NELLE TAGLIE



**324 7434020**

Numero Verde  
**800-960441**

PER I TUOI ORDINI ONLINE  
[WWW.CURA-STOMIA.IT](http://WWW.CURA-STOMIA.IT)

### INFORMAZIONI SUI PRODOTTI

La cintura addominale Corsinel con rinforzo anteriore è progettata per sostenere e contenere le ernie addominali. La cintura offre massimo supporto per alleviare la sensazione di disagio di un'ernia addominale, rendendo la vita quotidiana e attività faticose più facili da svolgere. Il rinforzo frontale dal design esclusivo offre la possibilità di praticare un foro personalizzato per sistemare la sacca per stomia. Il materiale elasticizzato in 4 direzioni della cintura si adatta perfettamente al contorno del corpo in ogni momento.

La cintura è realizzata in un materiale delicato sulla pelle per prevenire reazioni allergiche, arrossamenti o irritazioni della pelle e la lavorazione senza cuciture offre un comfort ottimale per chi la indossa. La cintura è progettata per l'uso quotidiano.

### CARATTERISTICHE

- Design posteriore che si adatta all'anatomia del corpo
- Predisposto per il taglio del foro - modello incluso
- Materiale traspirante
- Massimo supporto per una gestione e prevenzione ottimale dell'ernia
- Elasticizzato in 4 direzioni per un supporto ottimale e libertà di movimento
- Rinforzo anteriore con opzione per foro personalizzato
- Inserti in silicone anti-arrotolamento
- Tasca di supporto per il corretto posizionamento della sacca
- Priva di lattice e completamente senza cuciture, per prevenire irritazioni cutanee e garantire il massimo comfort.
- Testato per sostanze nocive secondo lo standard Oeko-Tex 100

### INDICAZIONI

Per uso post-chirurgico dopo la creazione di colostomia, ileostomia o urostomia. Per la gestione di ernie parastomiali o altre ernie addominali. Per l'uso con sistemi mono e due pezzi.

### PRECAUZIONI

- Seguire le istruzioni per l'uso
- Seguire le raccomandazioni fornite dal medico o dall'infermiere specializzato in stomie
- Utilizzare il dispositivo secondo le indicazioni per evitare lesioni o danni
- Assicurarsi che il dispositivo non comprometta la stomia e/o le funzioni polmonari
- Se l'ernia è irriducibile (non può essere rimessa in posizione tramite manipolazione), chiedere consiglio e assistenza all'infermiere specializzato in stomia prima di utilizzare il dispositivo.
- Se si verifica un fastidio imprevisto, un'irritazione cutanea o allo stoma, rimuovere il dispositivo
- In caso di necessità urgente di rimozione del dispositivo, aprire con le forbici
- Le taglie si sovrappongono; se la misura addominale è compresa tra due taglie, scegli la taglia più piccola se preferisci capi extra aderenti e la taglia più grande se preferisci il capo meno attillato.
- Assicurarsi che il capo sia comodo da indossare, sia da seduti che in piedi
- Il dispositivo può contenere agenti ammorbidenti e antistatici fino all'1,5%

### GUIDA ALLA TAGLIA

#### ADDOME

#### ALTEZZA ANTERIORE DELLA CINTURA\*

SIZE	CM	IN	CM	INCH
S	78 - 90	31 - 35	21,5	8½
M	86 - 98	34 - 39	22,5	9
L	94 - 106	37 - 42	25,5	10
XL	102 - 116	40 - 46	28,0	11
2XL	112 - 130	44 - 51	28,0	11
3XL	126 - 148	50 - 58	28,0	11



\* anteriore/non allungata +/- 1 cm / ½ inch

Misurare la circonferenza addominale nella parte più ampia

