



Numero Verde
800-960441

324 7434020

FASCIA DI SUPPORTO
PER STOMIA

STOMASAFE COOL



INFORMAZIONI SU STOMASAFE COOL ↘

- TESSUTO REALIZZATO CON TECNOLOGIE AVANZATE PER UN MAGGIOR SENSO DI FRESCHEZZA SULLA PELLE
- LO STRATO ESTERNO TRATTIENE LA SACCA PER STOMIA IN MODO SICURO, IMPEDENDO CHE LA SACCA SI MUOVA
- PARTICOLARMENTE INDICATA QUANDO E' RICHIESTO UN SUPPORTO LEGGERO PER LA SACCA

PER I TUOI ORDINI ONLINE
WWW.CURA-STOMIA.IT




ELASTICIZZATO IN
4 DIREZIONI



ALTAMENTE TRASPIRANTE

LATEX
FREE

SENZA LATTICE



ADVANCED BREEZE YARN TECHNOLOGY

PRODUZIONE CON SEDE IN EUROPA
PER UNA QUALITA' OTTIMALE,
EFFICIENZA DELLA CATENA DI FORNITURA
E FLESSIBILITA'



STANDARD
100
6234-7001
DTI

NUMERO ARTICOLO: 3216 53

STOMASAFE COOL

INFORMAZIONI SU STOMASAFE COOL

La fascia di supporto per stomia StomaSafe Cool è progettata per un comfort ineguagliabile. Fissa e sostiene in modo discreto e sicuro la sacca per stomia, offrendo al contempo una sensazione di freschezza sulla pelle grazie all'avanzata tecnologia del filato Breeze. Il design consente a chi lo indossa di condurre una vita fisicamente attiva. La cintura di supporto può essere utilizzata sia con sistemi monopezzo che due pezzi e può essere indossata 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

CARATTERISTICHE

- Comfort continuo grazie alla tecnologia avanzata del filato Breeze
- Sensazione di leggerezza e quasi impercettibilità che si muove naturalmente con il corpo
- Supporto sicuro e discreto
- Adatto per una vita attiva o quando si pratica sport
- Sistema a due strati con un foro per la sacca per stomia nello strato interno
- Lo strato esterno trattiene la sacca per stomia in modo sicuro e la nasconde per discrezione
- La qualità morbida garantisce un elevato livello di comfort
- Può essere indossato sia di giorno che di notte
- Adatto quando è necessario solo un leggero supporto per la sacca
- Senza cuciture
- Testato per sostanze nocive secondo lo STANDARD OEKO-TEX 100

INDICAZIONI

Per uso post-chirurgico dopo la realizzazione di una colostomia, un'ileostomia o un'urostomia. Utilizzabile con sistemi mono e due pezzi

PRECAUZIONI

- Seguire le istruzioni per l'uso
- Seguire le raccomandazioni fornite dal medico o dall'infermiere specializzato in stomia
- Utilizzare il dispositivo secondo le indicazioni per prevenire lesioni o danni
- Il dispositivo può influenzare il drenaggio dello stoma se è troppo piccolo o troppo stretto
- Rimuovere il dispositivo in caso di disagio imprevisto, irritazione cutanea o dello stoma
- In caso di necessità urgente di rimozione del dispositivo, aprire con le forbici
- Nessuna sostanza chimica aggiunta durante il trattamento/finitura del dispositivo. Il dispositivo può contenere tracce di agenti ammorbidenti e antistatici

Corsinel®
by Tytex



TAGLIE CONSIGLIATE

SIZE	CM	IN
S/M	80 - 100	32 - 40
M/L	105 - 125	42 - 50
L/XL	120 - 140	48 - 56

Misurare la circonferenza addominale nella parte più ampia



COLORI DISPONIBILI



COMPOSIZIONE

91% PA
9% EL

DISPONIBILE NELLE TAGLIE



CURA E MANIPOLAZIONE



- Lavare nel sacchetto per il bucato
- Il lavaggio con candeggina a base di cloro o la disinfezione a base di cloro ne diminuiranno la durata